

Séquences d'entraînement Dermalux

Le tableau présente un choix de méthodes dans un ordre éprouvé pour une formation sur l'hygiène et la protection de la peau.

Les mains doivent être enduites de produit à l'extérieur de la Dermalux Checkbox ou de l'appareil Derma-LiteCheck.

Pour un contrôle des résultats, les mains ou objets sont introduits dans les appareils au préalable mis en marche, et le résultat (zones lumineuses ou humectées) est commenté par l'instructeur avec des remarques sur les méthodes et utilisations conformes.

	Thème (<i>Produit test</i>)	Réalisation / Remarques
	Contamination croisée (<i>Lotion test Dermalux</i>)	
1	Poignée de main	L'instructeur s'enduit discrètement les mains avant le cours (pouces et bouts des doigts) et serre la main à 1 ou 2 participants; Après quelques mots d'introduction et la distribution des premières feuilles ou tableaux pour le cours, les participants sont priés d'introduire leurs mains dans l'appareil pour contrôle.
2	Poignée de porte	Préparation avant le cours : « Le dernier ferme la porte »
3	Stylo à bille, (check-lists, outils)	Préparer le stylo à bille pour que les participants puissent écrire leurs noms
4	Portable, trousseau de clés	Préparer le portable « usagé » (danger aussi pour la famille à la maison)
	Lavage des mains (<i>Lotion test Dermalux</i>)	Plan d'hygiène existant ?
5	Test de lavage	- Enduire les mains de crème - Lotion test = pollution invisible - La personne se lave les mains, puis est soumise au contrôle - Problème droitier/gaucher
	Désinfection des mains (<i>flacon test Dermalux Alcool</i>)	
6	Application désinfection hygiénique des mains	- Verser quelques gouttes de produit dans la paume de la main - Frotter 30 secondes ou jusqu'à séchage - Problème droitier/gaucher
	Vêtement de protection (<i>Lotion test Dermalux</i>)	
7	Retirer les gants de protection (latex) sans contaminer les mains	- Faire enfiler les gants de protection; les enduire ensuite généreusement de lotion test pour les polluer - Faire retirer les gants - Contrôler les traces sur les mains dans l'appareil
	Protection/soin / soins de la peau (<i>Lotion test Dermalux</i>)	Plan de protection de la peau existant ?
8	Contrôle d'application des moyens de protection de la peau: - Part de l'équipement de protection individuel (EPI) - Protection avant le travail	- Faire enduire les mains de crème et contrôler l'application correcte dans l'appareil Exemples : - Enduire la paume des mains avec peu de

	- Soins après le travail	crème - Enduire la paume des mains avec trop de crème - Méthode correcte : enduire le dessus des mains, déterminer la quantité suffisante de crème de protection/crème de soins
	Contamination croisée (<i>Lotion test Dermalux</i>)	Comme motivation pour se laver lors de la pause suivante
9	Préparation : tartine de pain garnie de salami (et feuille de salade)	- Enduire les pouces de lotion test, - Garnir la tartine de pain avec du salami et la feuille de salade, - Y laisser la marque du pouce

Avec la méthode Dermalux, « L'invisible » (lotion test Dermalux /flacon test Alcool) devient visible (sous lumière ultraviolette) pendant un cours de formation.

Les produits test et appareils d'instruction ainsi que les accessoires sont disponibles sous :